

COMPOUND MICROSCOPES



3433 Tree Court Industrial Blvd. • St. Louis, MO 63122
Bezpłatna infolinia: 800-489-2282
Miejscowy: 314-968-2282
Email: micro@seilerinst.com
www.seilermicro.com



ul. Cienista 21, 80-046 Gdańsk
tel. +48 58 302 9925
mob. +48 601 244 640, +48 783 704 455
e-mail: seiler@seiler.pl
www.seiler.pl

Westlab III (WLB814)

Mikroskop binokularowy Semi-Plan

Specyfikacja:

- Obiektywy Semi-Plan: 4, 10, 40, 100X (olej)
- Oświetlenie halogenowe 6V/20W
- Głowica binokularowa Seidentopf, 30° nachylenia, 360° obrotu
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między żrenicami: 50-75 mm
- Odwrócony poczwórny zatrzask na nosie
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i kalibrowana regulacja dokładna
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1.25 z diafragmą przysłony
- Mechaniczny stolik z wyjmowanym uchwytem szkiełka 142 x 140 mm
- System antygrzybiczny
- Uniwersalny zasilacz 100V - 240V
- Opcjonalnie: Funkcja Live Video
- Dożywotnia gwarancja



Westlab III Video (WLB819)

Mikroskop binokularowy Semi-Plan z funkcją wideo na żywo

Specyfikacja:

- Obiektywy Semi-Plan: 4, 10, 40, 100X (olej)
- Oświetlenie halogenowe 6V/20W
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między żrenicami: 50-75mm
- Odwrócony poczwórny zatrzask na nosie
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i kalibrowana regulacja dokładna
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1.25 z diafragmą przysłony
- Stolik mechaniczny z wyjmowanym uchwytem szkiełka 142 x 140 mm
- Obszar przesuwu stolika z prawostronnym uchwytem stolika
- System antygrzybiczny
- Uniwersalny zasilacz 100V - 240V
- Pryzmat z tubusem trinokularowym
- Adapter C-mount do kamery wideo
- Kolorowa kamera wideo CCD
- 22-calowy płaski monitor LCD
- Dożywotnia gwarancja



Microlux IV (MLX817)

Mikroskop dwuokularowy Plan Achromat

Microlux IV jest naszym najbardziej wszechstronnym mikroskopem złożonym z opcjonalnymi konfiguracjami wideo lub cyfrowymi, a także z kontrastem fazowym, diodami LED i MOHS do procedur dermatologicznych.

Specyfikacja:

- 5 obiektywów planowych z korekcją nieskończoności: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
- Głowica binokularowa Seidentopf, 30° nachylenia, 360° obrotu
- System oświetlenia Kohler: Halogen 12V-20W (opcjonalnie LED)
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między żrenicami: 50-75mm
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i dokładna
- Nasadka: Odwrócony, poczwórny mechanizm obrotowy Click-Stop z wieloma łożyskami kulkowymi
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Dwuwarstwowy mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem szkiełka, 190x140mm
- Obszar przesuwu stolika 78x55mm z prawostronnym uchwytem stolika
- Systemy przeciwrzybicze
- Uniwersalny zasilacz 110V-240V
- Ograniczona dożywotnia gwarancja



Microlux IV for MOH's (MLX250)

Mikroskop planarno-chromatyczny do zabiegów dermatologicznych MOH

Microlux IV jest naszym najbardziej wszechstronnym mikroskopem złożonym z opcjonalnymi konfiguracjami wideo lub cyfrowymi, jak również z kontrastem fazowym, LED i MOHS do zabiegów dermatologicznych.

Specyfikacja:

- 5 obiektywów planowych z korekcją nieskończoności: 2.5x, 4x, 10x, 40x, 100x.
- Głowica binokularowa Seidentopf, 30° nachylenia, 360° obrotu
- System oświetlenia Kohler: Halogen 12V-20W (opcjonalnie LED)
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między źrenicami: 50-75mm
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i dokładna
- Nasadka: Odwrócony, poczwórny mechanizm obrotowy Click-Stop z wieloma łożyskami kulkowymi
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Dwuwarstwowy mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem szkiełka, 190x140mm
- Obszar przesuwu stolika 78x55mm z prawostronnym uchwytem stolika
- System przeciwwgrzybiczny
- Uniwersalny zasilacz 110V-240V
- Dożywotnia gwarancja

Microlux IV Video (MLX819)

Mikroskop dwuokularowy Plan-Achromat z funkcją wideo na żywo

Specyfikacja:

- 5 obiektywów planowych z korekcją nieskończoności: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
- System oświetlenia Kohler: Halogen 12V-20W (opcjonalnie LED)
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między źrenicami: 50-75mm
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i dokładna
- Nasadka: Odwrócony, poczwórny mechanizm obrotowy Click-Stop z wieloma łożyskami kulkowymi
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Dwuwarstwowy mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem szkiełka, 190x140mm
- Obszar przesuwu stolika 78x55mm z prawostronnym uchwytem stolika
- System przeciwwgrzybiczny
- Uniwersalny zasilacz 110V-240V
- Pryzmat z tubusem trinokularowym
- Adapter C-mount do kamery wideo
- Kolorowa kamera wideo CCD
- 22-calowy płaski monitor LCD
- Dożywotnia gwarancja



Microlux IV DSLR (MLX817-DSLR)

Mikroskop dwuokularowy Plan-Achromat z kamerą Canon DSLR

Specyfikacja:

- 5 obiektywów planowych z korekcją nieskończoności: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
- System oświetlenia Kohler: Halogen 12V-20W (opcjonalnie LED)
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między źrenicami: 50-75mm
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i dokładna
- Nasadka: Odwrócony, poczwórny mechanizm obrotowy Click-Stop z wieloma łożyskami kulkowymi
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Dwuwarstwowy mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem szkiełka, 190x140mm
- Obszar przesuwu stolika 78x55mm z prawostronnym uchwytem stolika
- System przeciwwgrzybiczny
- Uniwersalny zasilacz 110V-240V
- Głowica trinokularowa
- Adapter DSLR dla Canon
- Dożywotnia gwarancja

Opcjonalnie Canon EOS Rebel (kod elementu: CANONDSLR)

SKONCENTRUJ SIĘ NA PRECYZJI

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie optyki, Seiler Instrument jest światowym liderem w dziedzinie mikroskopii. Seiler oferuje pełną linię produktów mikroskopowych, w tym nowo zaprojektowane Mikroskopy Złożone.

Nasza doskonała jakość optyczna w połączeniu z niezawodnością, trwałością i przystępną ceną, stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdego ośrodka badawczego, klinicznego, edukacyjnego czy laboratoryjnego.

Seiler oferuje również wszechstronność; wybierz z szerokiej gamy funkcji w tym:

- Obiektywy Infinite Plan
- Oświetlenie Kohler
- Oświetlenie LED
- Polaryzacja
- Kontrast fazowy
- Podwójne widzenie
- Opcje wideo i cyfrowe
- MOH do zabiegów dermatologicznych

SeilerScope (SXS820)

Achromatyczny mikroskop binokularowy

Specyfikacja:

- Obiektywy achromatyczne: 4, 10, 40, 100x (olej)
- Głowica binokularowa Seidentopf, 30° nachylenia, 360° obrotu
- Okulary: WF10X/18mm
- Oświetlenie halogenowe 6V/20W
- Współosiowe, zgrubne i kalibrowane precyzyjne sterowanie ostrością
- Podwójnie powlekany mechaniczny statyw z podziałką, prawostronny
- Odwrócona nasadka nosowa z czterema otworami
- Pokrętko regulacji naprężenia ogniskowania
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1.25 z diafragmą przysłony
- Przełączane zasilanie 110V lub 220V
- System przeciwgrzybiczny
- Akcesoria opcjonalne: Obraz na żywo, Obiektywy planowe
- Dożywotnia gwarancja



Seiler Video (SXS819)

Achromatyczny mikroskop binokularowy z funkcją wideo na żywo

Specyfikacja:

- Obiektywy Achromatyczne: 4, 10, 40, 100x (olej)
- Okulary: WF10X/18mm
- Oświetlenie halogenowe 6V/20W
- Współosiowe, zgrubne i kalibrowane precyzyjne sterowanie ostrością
- Podwójnie powlekany mechaniczny statyw z podziałką, prawostronny
- Odwrócona nasadka nosowa z czterema otworami
- Pokrętko regulacji naprężenia ogniskowania
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1.25 z diafragmą przysłony
- Przełączane zasilanie 110V lub 220V
- System przeciwgrzybiczny
- Pryzmat z tubusem trinokularowym
- Adapter C-mount do kamery wideo
- Kolorowa kamera wideo CCD
- 22-calowy płaski monitor LCD
- Opcjonalnie: Obiektywy planu
- Ograniczona dożywotnia gwarancja

