



MIKROSKOPY ZŁOŻONE



MIKROSKOPY ZŁOŻONE

MICROLUX IV SERIES



Specyfikacja:

- 5 obiektywów z funkcją korekcji bezstopniowej: 4x, 10x, 20x, 40x i 100x (dostępne obiektywy 2,5x, 50x i 60x)
- Głowica binokularu Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, obracana o 360°
- System podświetlenia Kohler: Halogen 12V-20W (LED opcjonalnie)
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między źrenicami: 50-75 mm
- Współosiowe sterowanie ogniskowaniem zgrubnym i dokładnym
- Nosek: Odwrócony, poczwórny mechanizm obrotowy Click-Stop. Mechanizm obrotowy z wieloma łożyskami kulkowymi
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Dwuwarstwowy mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem suwaka, 190x140mm
- Obszar przesuwu stolika 78x55mm z prawostronnym uchwytem stolika
- Systemy przeciwgrzybicze
- Uniwersalny zasilacz 110V-240V
- Ograniczona dożywotnia gwarancja

Dostępne konfiguracje:

- Przystawki do kamer - DSLR, HD Video i CCD Video
- Podwójna głowica dydaktyczna
- MOHS do zabiegów dermatologicznych (2,5x, 4x, 10x, 20x, 40x)
- Kontrast fazowy
- Prosty zestaw do polaryzacji





WESTLAB III SERIES

Specyfikacja:

- Obiektywy Infinity Plan: 4x, 10x, 40x i 100x (olej) (opcja 20x i 50x olej)
- Oświetlenie halogenowe 12V-20W
- Głowica binokularu Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, obracana o 360°
- Okular: WF10X/20mm
- Odległość między źrenicami: 50-75 mm
- Odwrócony poczwórny nosek Click-Stop
- Współosiowa regulacja ostrości zgrubna i dokładna kalibrowana
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 z diafragmą przysłony
- Mechaniczny statyw z wyjmowanym uchwytem suwaka 142 x 140 mm;
- Obszar przesuwu z praworęcznym uchwytem stolika
- Systemy przeciwwgrzybicze
- Uniwersalny zasilacz 100V-240V
- Opcjonalnie: Funkcja wideo na żywo
- Ograniczona dożywotnia gwarancja

Dostępne konfiguracje:

- Przystawki do kamer - DSLR, HD Video i CCD Video
- Podwójna głowica dydaktyczna
- Zestaw do prostej polaryzacji

SEILERSCOPE SERIES



Specyfikacja:

- Obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x i 100x (olej)
- Głowica binokularu Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, obracana o 360°
- Okular: WF10X/18mm
- Oświetlenie halogenowe 6V-20W
- Współosiowe zgrubne i kalibrowane precyzyjne sterowanie ostrością
- Mechaniczny statyw z podziałką, prawostronny, podwójnie powlekany
- Odwrócona, czterootworowa nasadka
- Pokrętko regulacji skupienia ogniskowania
- Kondensor: typ Abbego N.A.=1,25 Z diafragmą przysłony
- Uniwersalny zasilacz 100V-240V
- Systemy przeciwwgrzybicze
- Akcesoria opcjonalne: Obraz na żywo, Obiektywy planowe
- Ograniczona dożywotnia gwarancja

Dostępne konfiguracje:

- Przystawki do kamer - HD Video i CCD Video
- Dostępne obiektywy planowe

Seiler Medical Division

Seiler Polska

Seiler Medical Division
3433 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis, MO 63122

1-800-489-2282
1-314-968-2282

www.seilermicro.com



FM 680767



ul. Cienista 21, 80-046 Gdańsk
tel. +48 58 302 9925
mob. +48 601 244 640, +48 783 704 455
e-mail: seiler@seiler.pl
www.seiler.pl



www.seilermicro.com

MED 8054 Rev.0 Sept. 2018