

SEILER
MEDICAL



**Stomatologiczne
mikroskopy
chirurgiczne firmy
Seiler**

2023



Przegląd działalności

Seiler to firma rodzinna prowadzona już przez czwarte pokolenie, założona w 1945 roku

- Nasza firma specjalizuje się w wysokiej jakości obróbce skrawaniem oraz montażu przyrządów optycznych
- Firma Seiler składa się z 5 działów:



Medyczny



Produkcja precyzyjna



Geoprzestrzenny



Rozwiązania projektowe



Planetarium



Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu w branży optycznej firma Seiler Medical jest światowym liderem w dziedzinie mikroskopii



Kultura, historia i jakość od 1945 roku (film)



Manufacturing • Geospatial • Medical • Planetarium • Design Solutions



Firma Seiler oferuje pełną gamę mikroskopów stomatologicznych wyposażonych w najwyższej jakości optykę

- Dział medyczny firmy Seiler oferuje szeroki wybór mikroskopów chirurgicznych do stomatologii ogólnej, periodontologii i endodoncji



Informacje o firmie – Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości optyki medycznej i stomatologicznej od 1945 roku

Produkty stomatologiczne

Mikroskopy chirurgiczne 3D



Mikroskopy tradycyjne



Lupy



Produkty medyczne

Kolposkopy



Mikroskopy złożone



Mikroskopy laryngologiczne





Tradycyjne mikroskopy stomatologiczne firmy Seiler



Zalety mikroskopu stomatologicznego

Ergonomia

- Optymalna pozycja podczas pracy
- Umiejętność pracy w wygodnej pozycji jest kluczowa




Mikroskopy firmy Seiler umożliwiają dentystom pracę w wyprostowanej pozycji, przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktu wzrokowego z pacjentami

Zalety mikroskopu stomatologicznego

Dokumentacja

- Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K i robienie zdjęć
- Wbudowany port USB i zasilacz 12 V
- Lustrzanki cyfrowe
- Go Pro Hero 10



Funkcja nagrywania filmów w mikroskopach Seiler pozwala dentystom na lepszą rozmowę z pacjentami na temat ich obaw



Zalety mikroskopu stomatologicznego

Powiększenie i oświetlenie

- Możliwość powiększenia w 6 stopniach
- Soczewki niemieckiej firmy Schott
- Najjaśniejsze oświetlenie LED na rynku – 50 000 godzin pracy, 150 000 lx
- Oświetlenie współosiowe zapewniające obrazowanie „bez cieni”



Mikroskopy firmy Seiler poprawiają ogólną jakość pracy wykonywanej przez dentystów



Zalety mikroskopu stomatologicznego (film)



Wprowadzenie do mikroskopii stomatologicznej

William Linger, DDS, MAGD, MAMED



Opcje montażu

- Mikroskopy stomatologiczne firmy Seiler oferują szeroki wybór opcji montażu:

- Na podłodze-jezdne
- Na blacie
- Na suficie
- Na ścianie
- Na wysokiej ścianie



Seria Alpha Air

Alpha Air 6

- Sześć stopni powiększenia (2,3x – 20x)
- Oświetlenie LED
- Prawdziwe oświetlenie współosiowe

Alpha Air 3

- Trzy stopnie powiększenia (4x, 8x, 12x)
- Oświetlenie LED
- Prawdziwe oświetlenie współosiowe



Seria Seiler Alpha Air zapewnia większą precyzję i doskonałą optykę



Seria Alpha Slim

Alpha Slim 6

- Możliwość stosowania z obłożeniem chirurgicznym
- Sześć stopni powiększenia
- Oświetlenie LED
- Szybkozłącze do wielu statywów i jednej głowicy
- Światło przekazywane za pomocą płynnego światłowodu

Alpha Slim 3

- Możliwość stosowania z obłożeniem chirurgicznym
- Trzy poziomy powiększenia
- Oświetlenie LED
- Szybkozłącze do wielu statywów i jednej głowicy
- Światło przenoszone za pomocą płynnego światłowodu



Seria Seiler Alpha Slim doskonale nadaje się do transportu i może być ściśle przykryta



Akcesoria z serii Alpha

- Różnorodne kamery, które można podłączyć do mikroskopu Seier



Największy wybór akcesoriów do kamer spośród wszystkich producentów



Akcesoria z serii Alpha (ciąg dalszy)

MVR Pro

- **Rejestrator wideo nowej generacji**
 - MVR Pro umożliwia nagrywanie z wielu źródeł w krystalicznie czystej rozdzielczości Full HD 1080p 60 lub 4K
- **Pełny przebieg opieki nad pacjentem**
 - Szybkie wyszukiwanie informacji o pacjencie
- **Prosty w obsłudze**
 - Unikalny wbudowany ekran dotykowy



MVR Pro rejestruje filmy w wysokiej rozdzielczości oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo na nośnik USB, pamięć wewnętrzną lub pamięć sieciową



Akcesoria serii Alpha (ciąg dalszy) (ciąg dalszy)



Dodatkowa głowica nauczania



rozdzielacz wiązki-beamsplitter



Filtry laserowe



urządzenie do przedłużania obrotu



Prześlona IRIS



Vario focus – 198 mm – 455 mm

Co mówią lekarze...

Trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć

„Mikroskop Seiler pozwala na wizualizację brzegów równie dobrą – jeśli nie lepszą – niż ta zapewniana przez system CEREC. Im lepsze wstępne przygotowanie wykonane przy użyciu mikroskopu, tym lepszy efekt końcowy”



Dr. Sameer Puri
wiceprezes CDOCS
Scottsdale, AZ, USA

Mikroskop operacyjny Seiler przynosi korzyści w wielu dziedzinach stomatologii



Co mówią lekarze...

Nie da się leczyć tego, czego nie widać

- „Kiedy zapoznawałem się z różnymi mikroskopami chirurgicznymi dostępnymi na rynku, spodobała mi się oferta modelu Alpha Air, a konkretnie sześć różnych poziomów powiększenia, regulowana ostrość oraz intensywność światła. Urządzenie to zapewnia najsilniejsze światło na rynku, co pozwala mi dokładnie widzieć to, co potrzebuję podczas operacji. Podobało mi się, że jest to produkt amerykański. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę firmę, jest obsługa klienta i chęć pomocy. Od pierwszego telefonu aż po wsparcie, które oferują mi do dziś, nieustannie przekraczają moje oczekiwania. Będę ich klientem do końca życia i zawsze polecam firmę Seiler moim kolegom endodontom”.



Josh Todd, DMD, MS, ABE
Właściciel Elite Endodontics
Pensacola, FL, USA



Co mówią lekarze...

Wyrazistość, barwa, równowaga

- „Produkt Seiler Alpha Air to najlepsze źródło światła, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Mikroskop pozwala mi dostrzec rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Produkt firmy Seiler należy uznać za jeden z najlepszych mikroskopów dostępnych na rynku”.



Dr. Nathan Woods, lekarz stomatolog,
endodonta, Mesa, AZ USA



Dziękuję

Dystrybutor w Polsce



80-046 Gdańsk, ul. Cienista 21
tel./fax: 58 302 99 25
tel. kom. 601 244 640
www.fach-med.pl
biuro@fach-med.pl