

Bio3 IMPLANTS

Implanty stomatologiczne klasy Premium



Bio3TM
IMPLANTS

SUPRASTRUKTURY

Bio3 IMPLANTS

 Premium Dental Implants



Gama implantów stożkowych Premium

Bio3 IMPLANTS

Bio3 Implants to synergia najlepszych osiągnięć niemieckiej szkoły stomatologicznej i innowacyjnych światowych rozwiązań.

Bio3 Implants GmbH to niemiecka firma, która oferuje dentystom najlepsze rozwiązania o najwyższej jakości i dokładności w implantologii. Opracowujemy, produkujemy i wdrażamy niezawodne i wysokiej jakości systemy implantologiczne klasy premium. Zespół Bio3 Implants dąży do tego, aby implantacja była prosta, łatwa, wysokiej jakości i bardzo delikatna dla pacjenta. Aby osiągnąć ten cel, firma opracowuje innowacyjne produkty najwyższej jakości, a także zapewnia swoim klientom wysoki standard usług.

Niezawodność i jakość

Bio3 Implants prowadzi ciągłą i systematyczną kontrolę jakości wszystkich produktów, co potwierdzają międzynarodowe standardy jakości ISO13485:2016, CE2797.

W ciągu ostatnich lat firma rozszerzyła swoją produkcję o najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt. Cykl technologiczny produkcji Bio3 Implants jest zapewniony przez wysokie standardy niemieckiej jakości. Wszystkie produkty przechodzą przez liczne etapy kontroli jakości.

Identyfikacja i gwarancja

Każdemu produktowi Bio3 Implants przypisany jest unikalny numer seryjny, który pozwala śledzić historię produkcji produktu od pierwszego do ostatniego etapu. Bio3 Implants zapewnia dożywotnią gwarancję na wszystkie swoje produkty. Każdy implant zawiera kartę gwarancyjną, certyfikat produktu i instrukcję dla pacjenta.

Kompaktowość i dostępność

Oferujemy proste i niezawodne rozwiązanie dla wszystkich możliwych sytuacji klinicznych. Lekarze używają tylko jednego zestawu chirurgicznego do wykonywania operacji na wszystkich typach implantów. System Bio3 Implants posiada 2 platformy dla implantów z połączeniem stożkowym i wewnętrznym mocowaniem sześciokątnym zapewniającym absolutną stabilność.



SUPRASTRUKTURY


- 02 Łączniki gojące dziąsła
- 05 Łączniki anatomiczne proste
- 05 Plastikowa nakładka transferowa
- 06 Łączniki proste
- 07 Łączniki kątowe 17°
- 08 Łączniki kątowe 20°
- 09 Suprastruktury wyciskowe
- 10 Łączniki proste
- 11 Zestawy kątowe 17°
- 12 Zestawy kątowe 30°
- 13 Łączniki kulowe
- 14 Lokalizatory
- 15 Łączniki do wypalania
- 16 Tytanowa podstawa dla CAD/CAM
- 17 Protetyka dla CAD/CAM

ŁĄCZNIKI GOJĄCE DZIAŚŁA

Standardowa platforma

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.1



KOD PRODUKTU

Standardowa



NAKŁADKI LECZNICZE

Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
DŁUGOŚĆ	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	8.45 mm	9.45 mm	10.45 mm	11.45 mm	13.45 mm

Nakładka lecznicza do standardowej platformy (2,1 mm) o dwóch średnicach - 4,2 mm i 5,5 mm. Montuje się ją za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza.


Szeroka



KOD PRODUKTU

Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
DŁUGOŚĆ	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	7.72 mm	8.73 mm	9.73 mm	10.73 mm




ŁĄCZNIKI GOJĄCE DZIAŚŁA

Szeroka platforma

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5



KOD PRODUKTU

Standardowa



GFB2



GFB3



GFB4



GFB5



GFB7

NAKŁADKI LECZNICZE

Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
DŁUGOŚĆ	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	8.45 mm	9.45 mm	10.45 mm	11.45 mm	13.45 mm

Nakładka lecznicza do standardowej platformy (2,5 mm) o dwóch średnicach - 5,1 mm i 5,5 mm. Montuje się ją za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza.

Szeroka



GFB/W2



GFB/W3



GFB/W4




GFB/W5

KOD PRODUKTU

Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
DŁUGOŚĆ	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	7.9 mm	8.9 mm	9.9 mm	10.9 mm




WĄSKIE ZACZEPY GOJĄCE DZIAŚŁA

Standardowa platforma

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.1




Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA 3.2 mm

DŁUGOŚĆ 10.5 mm



KOD PRODUKTU GFNS




Szeroka platforma

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Zapewnia idealny margines dziąsłowy.
Nadaje się do wszystkich wariantów
następujących protez dentystycznych




Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA 4.0 mm

DŁUGOŚĆ 10.5 mm




KOD PRODUKTU GFNB



ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE PROSTE

Standardowa platforma

KOD
PRODUKTU

Standardowa



GAAS1

GAAS2

GAAS3

ŚREDNICA	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
KOŁNIERZ	1 mm	2 mm	3 mm
DŁUGOŚĆ	11.55 mm	12.55 mm	13.55 mm

Szeroka



GAAS/W-1

GAAS/W-2

GAAS/W-3

ŚREDNICA	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
KOŁNIERZ	1 mm	2 mm	3 mm
DŁUGOŚĆ	11.55 mm	12.55 mm	13.55 mm

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE


2.1

Każdy zestaw
łącznika zawiera:ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ
SS*

Materiał Tytan 5 klasy

Anatomiczny łącznik tytanowy dla standardowej platformy (2,1 mm) z kołnierzami 1,2,3 mm o dwóch szerokościach ramion - 4,2 mm i 5,5 mm. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Szeroka platforma

KOD
PRODUKTU

GAAB1

GAAB2

GAAB3

ŚREDNICA	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
KOŁNIERZ	1 mm	2 mm	3 mm
DŁUGOŚĆ	12.4 mm	13.4 mm	14.4 mm

GNIAZDO
SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Każdy zestaw
łącznika zawiera:

ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ

SW*

Materiał Tytan 5 klasy

Anatomiczny łącznik tytanowy dla standardowej platformy (2,5 mm) z kołnierzami 1,2,3 mm. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

PLASTIKOWA NAKŁADKA TRANSFEROWA

Standardowa platforma

Szeroka platforma

KOD
PRODUKTU

PTCS




PTCB

ŚREDNICA	7.0 mm	8.0 mm
DŁUGOŚĆ	10 mm	10 mm

ŁĄCZNIKI PROSTE

Standardowa platforma



	Szeroka	Standardowa		
				
KOD PRODUKTU	GABS9	GAS8	GAS9	GAS13
ŚREDNICA	5.0 mm	3.35 mm	3.35 mm	3.35 mm
DŁUGOŚĆ	9 mm	6.7 mm	8.7 mm	11.7 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	13.7 mm	10.55 mm	12.55 mm	15.55 mm

Materiał Tytan 5 klasy

Tytanowy łącznik prosty do platformy standardowej (2,1 mm). Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE


2.1

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ
SS*

Szeroka platforma



	Szeroka	Standardowa		
				
KOD PRODUKTU	GABB9	GAB8	GAB9	GAB13
ŚREDNICA	5.5 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm
DŁUGOŚĆ	9 mm	8.07 mm	10.07 mm	13.07 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	13.9 mm	12.12 mm	14.12 mm	17.12 mm

Materiał Tytan 5 klasy

Tytanowy łącznik prosty do platformy standardowej (2,5 mm). Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ
SW*

ŁĄCZNIKI KĄTOWE 15°

Standardowa platforma

KOD
PRODUKTU

EAAS15

EAAS1501

EAAS1502

EAAS1503

ŚREDNICA	3.35 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
KOŁNIERZ		1 mm	2 mm	3 mm
DŁUGOŚĆ	11.0 mm	10.85 mm	11.85 mm	12.85 mm
KĄT	15°	15°	15°	15°

Materiał Tytan 5 klasy

Kątowy anatomiczny zaczep tytanowy 15° dla standardowej platformy (2,1 mm) z kołnierzem 1,2,3 mm lub bez niego. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Gniazdo sześciokątne


2.1

Każdy zestaw
łącznika zawiera:

ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ

SS*

Szeroka platforma

KOD
PRODUKTU

EAAB15

EAAB1501

EAAB1502

EAAB1503

ŚREDNICA	3.85 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
KOŁNIERZ		1 mm	2 mm	3 mm
DŁUGOŚĆ	12.85 mm	11.55 mm	12.2 mm	13.2 mm
KĄT	15°	15°	15°	15°

Materiał Tytan 5 klasy

Kątowy anatomiczny zaczep tytanowy 15° dla szerokiej platformy (2,5 mm) z kołnierzem 1,2,3 mm lub bez niego. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Gniazdo sześciokątne

2.5


Każdy zestaw
łącznika zawiera:

ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ

SW*


ŁĄCZNIKI KĄTOWE 25°

Standardowa platforma



KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA	3.35 mm	4.2 mm
KOŁNIERZ		2 mm
DŁUGOŚĆ	10.9 mm	11.75 mm
KĄT	25°	25°



GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.1

Każdy zestaw łącznika zawiera:




ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ

SS*

Materiał Tytan 5 klasy


Kątowy anatomiczny zaczepek tytanowy 25° dla standardowej platformy (2,1 mm) z 2 mm kołnierzem lub bez niego. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Szeroka platforma



KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA	3.85 mm	5.1 mm
KOŁNIERZ		2 mm
DŁUGOŚĆ	12.8 mm	12.15 mm
KĄT	25°	25°



GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBĘ PROTETYCZNĄ

SW*

Materiał Tytan 5 klasy

Kątowy anatomiczny zaczepek tytanowy 25° dla standardowej platformy (2,1 mm) z 2 mm kołnierzem lub bez niego. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

SUPRASTYRUKTURY WYCISKOWE

TRANSFERY WYCISKOWE ŁYŻKA OTWARTA

STANDARTOWA PLATFORMA SZEROKA PLATFORMA


3.75 mm	4 mm	ŚREDNICA
12.3 mm	13.5 mm	DŁUGOŚĆ



ANALOGI LABORATORYJNE


STANDARTOWA PLATFORMA SZEROKA PLATFORMA

3.75 mm	4 mm	ŚREDNICA
12.3 mm	13.5 mm	DŁUGOŚĆ



STANDARTOWA PLATFORMA SZEROKA PLATFORMA

4.2 mm	5.1 mm	ŚREDNICA
17.85 mm	18.45 mm	DŁUGOŚĆ



TRANSFERY WYCISKÓW ŁYŻKA ZAMKNIĘTA

STANDARTOWA PLATFORMA SZEROKA PLATFORMA


4.2 mm	5.1 mm	ŚREDNICA
13.75 mm	14.35 mm	DŁUGOŚĆ



ŁĄCZNIKI PROSTE

ANTYROTACYJNY ŁĄCZNIK ESTETYCZNY S+ / W+

Standardowa platforma



Materiał Tytan 5 klasy

KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
DŁUGOŚĆ	1 mm	2 mm	3 mm

Łącznik służy do odbudowy mostu stałego z mocowaniem śrubowym.
Wkręcić z maksymalną siłą 20 N.



VAAS1+



VAAS2+



VAAS3+

GNIAZDO
SZEŚCIOKĄTNE

2.1

Klucz dla MU



WF-MU
pozycja obowiązkowa
do użycia

Dla konstrukcji POJEDYNCZEJ

Tuleja tytanowa do zacze-
pu mocowanego śrubą




GAVAA

Podstawa do zacze-
pu Out-Burnt Hex



CSMU-H

Szeroka platforma



Materiał Tytan 5 klasy

KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
DŁUGOŚĆ	1 mm	2 mm	3 mm



VAAB1+



VAAB2+



VAAB3+

GNIAZDO
SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Klucz dla MU



WF-MU
pozycja obowiązkowa
do użycia

Plastikowa tuleja Burnout



Plastic VAAS

Transfer



SAES15

Tymczasowa tuleja PEEK



TGAS1

Dla konstrukcji STAŁYCH ŁĄCZNIKÓW

Tuleja tytanowa



GIMV

Tuleja odlewana



CSMU

Nakładka gojąca



GIMA

Szeroka nakładka
gojąca



GIMA-W

Plastikowa tuleja
do wypalania



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer




SOKM15

* Śruba do Gima jest dołączona

ZESTAWY KĄTOWE 17°

Tytanowa podstawa do wielu jednostek S/W

Standardowa platforma



KOD
PRODUKTU


	TBMS1701	TBMS1702	TBMS1703
ŚREDNICA	4.35 mm	4.35 mm	4.35 mm
DŁUGOŚĆ	1 mm	2 mm	3 mm

Kątowa jednostka 17° standardowej/szerokiej platformy jest przeznaczona do konstrukcji z utrzymaniem śruby podczas leczenia częściowego lub całkowitego bezzębia. Jest stosowana w przypadkach, gdy implant jest umieszczony pod kątem. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

GNIAZDO
SZEŚCIOKĄTNE


2.1

Każdy wieloczęściowy zestaw podstawowy zawiera:



Śrubę do podstawy
Multiunit **SMB**

Szeroka platforma



KOD
PRODUKTU

	TBMB1701	TBMB1702	TBMB1703
ŚREDNICA	4.35 mm	4.35 mm	4.35 mm
DŁUGOŚĆ	1 mm	2 mm	3 mm

GNIAZDO
SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Każdy wieloczęściowy zestaw podstawowy zawiera:



Śrubę do podstawy
Multiunit **SMB**

Dla konstrukcji POJEDYNCZEJ

Tuleja tytanowa do zaczepu
mocowanego śrubą



GAVAA

Podstawa do zaczepu
Out-Burnt Hex



CSMU-H

Plastikowa tuleja Burnout



Plastic VAAS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGAS1

Dla konstrukcji STAŁYCH ŁĄCZNIKÓW

Tuleja tytanowa



GIMV

Tuleja odlewana



CSMU

Nakładka gojąca



GIMA

Szeroka nakładka
gojąca



GIMA-W

Plastikowa tuleja
do wypalania



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer




SOKM15

ZESTAWY KĄTOWE 30°

Tytanowa podstawa do wielu jednostek S/W

Standardowa platforma



KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

TBMS3001

TBMS3002

TBMS3003

4.3 mm

4.3 mm

4.3 mm

1 mm

2 mm

3 mm

GNAZDO
SZEŚCIOKĄTNE


2.1

Każdy wieloczęściowy zestaw podstawowy zawiera:



Śrubę do podstawy
Multiunit **SMB**

Szeroka platforma



KOD
PRODUKTU

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

TBMB3001

TBMB3002

TBMB3003

4.3 mm

4.3 mm

4.3 mm

1 mm

2 mm

3 mm

GNAZDO
SZEŚCIOKĄTNE

2.5

Każdy wieloczęściowy zestaw podstawowy zawiera:



Śrubę do podstawy
Multiunit **SMB**

Kątowa jednostka 30° standardowej/szerokiej platformy jest przeznaczona do konstrukcji z utrzymaniem śruby podczas leczenia częściowego lub całkowitego bezzębia. Jest stosowana w przypadkach, gdy implant jest umieszczony pod kątem. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

Dla konstrukcji POJEDYNCZEJ

Tuleja tytanowa do zacze-
pu mocowanego śrubą



GAVAA

Podstawa do zacze-
pu Out-Burnt Hex



CSMU-H

Plastikowa tuleja Burnout



Plastic VAAS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGAS1

Dla konstrukcji STAŁYCH ŁĄCZNIKÓW

Tuleja tytanowa



GIMV

Tuleja odlewana



CSMU

Nakładka gojąca



GIMA

Szeroka nakładka
gojąca



GIMA-W

Plastikowa tuleja
do wypalania



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer




SOKM15

* Śruba do Gima jest dołączona

ŁĄCZNIKI KULOWE

Standardowa platforma



Materiał Tytan 5 klasy


KOD
PRODUKTU



ŚREDNICA	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	9,95 mm	10,95 mm	11,95 mm	12,95 mm	13,95 mm

Łączniki kulowe do protez nakładowych i protez ruchomych do standardowej platformy (2,1 mm) jako element do protetyki stomatologicznej na dwóch lub więcej implantach. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Szeroka platforma



Materiał Tytan 5 klasy

KOD
PRODUKTU




ŚREDNICA	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	10,6 mm	11,6 mm	12,6 mm	13,6 mm	14,6 mm

Łączniki kulowe do protez nakładowych i protez ruchomych do szerokiej platformy (2,5 mm) jako element do protetyki stomatologicznej na dwóch lub więcej implantach. Montuje się go za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.1

Każde mocowanie kulowe powinno być wsparte metalową nasadką z 3 nasadkami nałożonymi w następującej kolejności:
Metal ← Miękka ← Standardowa ← Twarda, aby zapewnić najbardziej komfortową adaptację pacjenta do jego nowej protezy dentystycznej




GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5

LOKALIZATORY

Standardowa platforma




Materiał Tytan 5 klasy

ŚREDNICA	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm
DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	8,2 mm	9,2 mm	10,2 mm	11,2 mm	12,2 mm

Lokalizatory do mocowania protez nakładowych i protez ruchomych do standardowej platformy (2,1 mm) jako element do protetyki stomatologicznej na dwóch lub więcej implantach. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

Szeroka platforma



Materiał Tytan 5 klasy


ŚREDNICA	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm
DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	8,2 mm	9,2 mm	10,2 mm	11,2 mm	12,2 mm

Lokalizatory do mocowania protez nakładowych i protez ruchomych do szerokiej platformy (2,5 mm) jako element do protetyki stomatologicznej na dwóch lub więcej implantach. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego klucza protetycznego.

GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE


2.1

Każde mocowanie kulowe powinno być wsparte metalową nasadką z 3 nasadkami nałożonymi w następującej kolejności:
Metal ← Miękka ← Standardowa ← Twarda, aby zapewnić najbardziej komfortową adaptację pacjenta do jego nowej protezy dentystycznej



GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE

2.5




PROTETYKA DLA CAD/CAM

Standardowa platforma

Ti Base S dla CEREC

ŚREDNICA	5.0 mm
FUNKCJONALNA DŁUGOŚĆ	4.65 mm
KOŁNIERZ	1 mm



Materiał Tytan 5 klasy


Tytanowa platforma dla CAD/CAM

Nieszceciokątna



KOD PRODUKTU	TPS-NH	TPS	TPS1	TPS2	TPS3
ŚREDNICA	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm
FUNKCJONALNA DŁUGOŚĆ	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm
KOŁNIERZ	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm
KOŁNIERZ 1	1.3 mm	1.3 mm	2.3 mm	3.3 mm	4.3 mm

Materiał Tytan 5 klasy



Każdy zestaw platformy zawiera:




Śrubę protetyczną SS*

Szeroka platforma

Ti Base S dla CEREC

ŚREDNICA	5.0 mm
FUNKCJONALNA DŁUGOŚĆ	4.65 mm
KOŁNIERZ	1 mm



Materiał Tytan 5 klasy


Tytanowa platforma dla CAD/CAM

Non Hex



KOD PRODUKTU	TPB-NH	TPB	TPB1	TPB2	TPB3
ŚREDNICA	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
FUNKCJONALNA DŁUGOŚĆ	4.05 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm
KOŁNIERZ	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm
KOŁNIERZ 1	1.3 mm	1.3 mm	2.3 mm	3.3 mm	4.3 mm

Materiał Tytan 5 klasy



Każdy zestaw platformy zawiera:




Śrubę protetyczną SW*

PROTETYKA DLA CAD/CAM

Standardowa platforma

ŁĄCZNIK WSTĘPNY

dla Arum



Materiał Tytan 5 klasy

SKAN TYTANOWY - ŁĄCZNIK




Materiał
Tytan 5 klasy

Szeroka platforma

ŁĄCZNIK WSTĘPNY

dla Arum



Materiał Tytan 5 klasy

SKAN TYTANOWY - ŁĄCZNIK



Materiał Tytan 5 klasy

ANALOGI CYFROWE

Standardowa platforma




Szeroka platforma



DLA WIELU JEDNOSTEK

Skanowanie zaczepu
pod kątem MU



Materiał
PEEK

* Śruba do Gima
jest dołączona

Tytanowa platforma
dla CAD/CAM MU

Do budowy łączników



Do budowy łączników




* Śruba do Gima
jest dołączona

CYFROWY PROTOKÓŁ TWORZENIA STRUKTURY ORTOPEDYCZNEJ



Strona główna bio3-implants.com zawiera następujące dokumenty dostępne do pobrania:
Exocad, Exoplan, 3SHAPE, 3DIEMME, NemoTec, dicomLAB, Blender for dental, ImplaStation



Bio3 IMPLANTS SYSTEM

IMPLANT PROGRESYWNY

KOD
PRODUKTU PTI



Bio3 IMPLANT PIANKA PIELĘGNACYJNA

Jest naturalna



KOD
PRODUKTU ICF10



ZESTAW CHIRURGICZNY Z KLUCZEM



KOD PRODUKTU
GSK

Bio3 PENGUIN MONITOR



KOD PRODUKTU
55002 Bio3

ZESTAW CHIRURGICZNY



KOD PRODUKTU
VSC2

Przedstawiciel w Polsce



80-046 Gdańsk, ul. Cienista 21
tel./fax: 58 302 99 25
tel. kom. 601 244 640
www.fach-med.pl
biuro@fach-med.pl

 Bio 3 Implants GmbH
Hanauer Str., 8, 75181,
Pforzheim, Germany
+49 723 160 84 104
www.bio3-implants.com
info@bio3-implants.com

